


MyDay[®]

עדשות מגע טוריו יומיות חד-פעמיות



עדשות מגע יומיות בעלות ביצועים גבוהים
עבור משתמשים עם אסטיגמזיה (צילינדר)



אתם דורשים יותר מעדשות המגע הטוריות שלכם: מעבר לראייה ברורה ויציבה, אתם מתעקשים על נוחות יוצאת דופן שתעזור לכם להישאר בשליטה על סגנון החיים האינטנסיבי שלכם. MyDay[®] עדשות מגע טוריות יומיות חד-פעמיות מבית CooperVision, מובילה עולמית בעדשות מגע טוריות, מיוצרות עם אותן תכונות עיצוב הנמצאות בעדשות Biofinity[®] טוריות. הן גם חלק ממשפחת עדשות MyDay[®] היומיות החד-פעמיות: עדשות סיליקון הידרוג'ל הרכות ביותר שלנו * ועדשות המגע היומיות הראשונות בעולם המיוצרות בטכנולוגיית Aquaform[®] מבית CooperVision[®], שעוזרת לעיניים שלכם להישאר נקיות ולבנות ולהרגיש בנוח לאורך כל היום. עם MyDay[®] עדשות מגע טוריות יומיות חד-פעמיות, אתם מוכנים להתחיל את היום שלכם.

לוח זמנים להחלפה



תיקונים



תכונות שתאהבו

- Optimized Toric Lens Geometry[™] (גאומטריה מיטבית לעדשה טורית) משלבת תכונות עיצוב מיוחדות על מנת לספק אוריינטציה ניתנת לחיזוי והתאמה יציבה לצורך ראייה ברורה באופן עקבי.
- טכנולוגיית Aquaform לוכדת את המים—כך שתוכלו ליהנות מנוחות מדהימה לאורך כל היום—ועוזרת לעיניים שלכם להישאר נקיות ולבנות, באמצעות אספקת החמצן שענייכם זקוקות לו.†
- מסנן UV מסייע בהגנה על עיניכם מפני העברת קרינה אולטרה-סגולה, ובכך מסייע לכם לשמור על בריאות העיניים שלכם.‡
- לוח זמני החלפה יומי נוח, ללא צורך בניקוי, כך שאתם תמיד מוכנים לצאת לדרך.

* בהשוואה בין עדשות מגע סיליקון הידרוג'ל יומיות מבית CooperVision. נתונים בקובץ. † במהלך השימוש היומי.

‡ אזרחי: עדשות הסופוגות קרינת UV אינן תחליף לציוד מגן לעיניים בעל כושר ספיגת קרינת UV, כגון משקפי מגן או משקפי שמש בעלי כושר ספיגת קרינת UV, מכיוון שהן לא מכסות לחלוטין את העין ואת האזור שסביבה. על המטופלים להמשיך להשתמש בציוד מגן לעיניים בעל כושר ספיגת קרינת UV לפי ההנחיות.