



CooperVision®
Live Brightly.®

מדריך מפרט המוצר



משפחת MyDay®

MyDay® יומיות חד-פעמיות



עדשות מגע יומיות עם ביצועים גבוהים המתאימות לסגנון חיים תובעני.

לוח זמני שימוש
יומיות חד פעמיות

עוצמה ספרית
8.00D to -12.00D+
(0.50D steps
after +5.00D and
-6.00D)

אפשרויות גודל
הקופסה
חבילה של 30

עיצוב
אספרי

חומר/תכולת H₂O
stenfilcon A / 54%

8.4mm
14.2mm
SiHy

כן
כן

בסיס קימור
קוטר
קבוצת FDA
חסימת קרינת UV*
גוון נראות

MyDay® עדשות מגע טוריות יומיות חד-פעמיות (לבעלי צילינדר)



עדשות מגע יומיות בעלות ביצועים גבוהים עבור משתמשים עם אסטיגמזיה (צילינדר).

לוח זמני שימוש
Daily disposable
עוצמה ספרית

+0.50D to +6.00D
(0.50D steps)
Plano to -6.00D
(0.25DS steps)

-6.50D to -10.00D
(0.50DS steps)

אפשרויות גודל
הקופסה
30 pack
עוצמת צילינדר

-0.75
-1.25
-1.75

חומר/תכולת H₂O
stenfilcon A / 54%
ציר

10°, 20°, 70°,
80°, 90°, 100°,
110°, 160°, 170°,
180°

8.6mm
14.5mm
SiHy
כן

עיצוב

Optimised
Toric Lens
Geometry™

בסיס קימור
קוטר
קבוצת FDA
חסימת קרינת UV*
גוון נראות

+0.50D to +6.00D
(0.50D steps)

Plano to -6.00D
(0.25DS steps)

-6.50D to -10.00D
(0.50DS steps)

-2.25

10°, 20°, 90°,
160°, 170°, 180°

משפחת clariti®

clariti® עדשות מגע יומיות



לוח זמני שימוש יומית	אפשרויות גודל הקופסה חבילה של 30	חומר/תכולת H ₂ O somofilcon A / 56%	8.6mm 14.1mm SiHy כן לא	בסיס קימור קוטר קבוצת FDA חסימת קרינת UV* גוון נראות
עוצמה ספרית +8.00D to -10.00D (0.50D steps after +6.00D and -6.00D)	עיצוב ללא			

תמורה מעולה ויכולת נשימה גבוהה¹ בעדשות מגע יומיות חד-פעמיות.

clariti® עדשות מגע טוריות יומיות (לבעלי צילינדר)



לוח זמני שימוש יומית	אפשרויות גודל הקופסה חבילה של 30	חומר/תכולת H ₂ O somofilcon A / 56%	8.6mm 14.3mm SiHy כן לא עיצוב אספרי	בסיס קימור קוטר קבוצת FDA חסימת קרינת UV* גוון נראות
עוצמה ספרית Plano to -9.00D (0.50D steps after -6.00D)	עוצמת צילינדר 1.75- 1.25- 0.75-	ציר 10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°		
0.25D to +4.00D+ (0.25D steps)	1.75- 1.25- 0.75-	20°, 70°, 90° 110°, 160°, 180°		
Plano to -9.00D (0.50D steps after -6.00D)	2.25-	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°		

תמורה מעולה ויכולת נשימה גבוהה¹ בעדשות מגע יומיות חד-פעמיות

clariti® ימיות מולטיפוקל



תמורה מעולה ויכולת נשימה גבוהה¹
עם הנוחות של עדשות מגע ימיות
חד פעמיות

לוח זמני שימוש
Daily disposable

עוצמה ספרית
+5.00D to -6.00D

אפשרויות גודל הקופסה
5 pack
30 pack

תוספת לקירוב
Low:
up to +2.25D

High:
+2.50D to
+3.00D


חומר/תכולת H₂O
somofilcon A / 56%

עיצוב
Centre near,
progressive
intermediate, and
peripheral distance

8.6mm
14.1mm
SiHy
כן
לא

בסיס קימור
קוטר
קבוצת FDA
חסמת קרינת UV*
גוון נראות

clariti® Elite



תמורה מעולה, יכולת נשימה גבוהה
ונוחות לאורך כל היום.

לוח זמני שימוש
Daily

עוצמה ספרית
+8.00D to -10.00D
(0.50D steps after
+6.00D and
-8.00D)


אפשרויות גודל הקופסה
3 pack
6 pack

חומר/תכולת H₂O
somofilcon A / 56%

8.6mm
14.2mm
SiHy
כן
לא

בסיס קימור
קוטר
קבוצת FDA
חסמת קרינת UV*
גוון נראות

clariti® טוריות (לבעלי צילינדר)



תמורה מעולה, יכולת נשימה גבוהה
ונוחות לאורך כל היום.

לוח זמני שימוש
Daily

עוצמה ספרית
+6.00D to -9.00D
(0.50D steps after
-8.50D)

אפשרויות גודל הקופסה
3 pack
6 pack

עוצמת צילינדר
-0.75
-1.25
-1.75
-2.25

חומר/תכולת H₂O
somofilcon A / 56%

ציר
10° to 180°
(10° steps)

8.7mm
14.4mm
SiHy
כן
לא

בסיס קימור
קוטר
קבוצת FDA
חסמת קרינת UV*
גוון נראות

משפחת Biofinity®

Biofinity® עדשה ספרית



ביצועים חזותיים יוצאים מן הכלל.
נוחות פרמיום למשך כל היום.

לוח זמני שימוש יומי	אפשרויות גודל הקופסה חבילה של 6	חומר/תכולת H ₂ O comfilcon A / 48%	8.6mm 14.0mm SiHy	בסיס קימור קוטר קבוצת FDA חסימת קרינת *UV גוון נראות
עוצמה ספרית 8.00D to -12.00D+ (0.50D steps after +/-6.00D)	עיצוב אספרי		לא כן	
+15.00D to -20.00D (0.50D steps after +/-6.00D)				

Biofinity® עדשה טורית (לבעלי צילינדר)



ביצועים חזותיים יוצאים מן הכלל.
נוחות פרמיום למשך כל היום.

לוח זמני שימוש יומי או עד 29 לילות	אפשרויות גודל הקופסה חבילה של 3	חומר/תכולת H ₂ O comfilcon A / 48%	8.7mm 14.5mm SiHy	בסיס קימור קוטר קבוצת FDA חסימת קרינת *UV גוון נראות
עוצמה ספרית 8.00D to -10.00D+ (0.50D steps after +/-6.00D)	עוצמת צילינדר 2.25- 1.75- 1.25- 0.75-	ציר 10° to 180° (10° steps) עיצוב Optimised Toric Lens Geometry™	לא כן	

Biofinity® עדשות מולטיפוקל



ביצועים חזותיים יוצאים מן הכלל בכל מרחק. נוחות פרמיום למשך כל היום.

לוח זמני שימוש Daily or up to 29 nights continuous	אפשרויות גודל הקופסה 3 pack	חומר/תכולת H ₂ O comfilcon A / 48%	8.6mm 14.0mm SiHy	בסיס קימור קוטר קבוצת FDA חסימת קרינת *UV גוון נראות
עוצמה ספרית +6.00D to -10.00D (0.50D steps after -6.00D)	תוספת לקירוב +1.00 +1.50 +2.00 +2.50	עיצוב D lens N lens	לא כן	

משפחה Avaira Vitality™

Avaira Vitality™ עדשות מגע



ביצועים גבוהים. תמורה יוצאת מן הכלל.

לוח זמני שימוש	אפשרויות גודל הקופסה	חומר/תכולת H₂O	בסיס קימור
Daily	3 pack	fanfilcon A / 55%	קוטר
עוצמה ספרית	עיצוב		קבוצת FDA
+8.00D to -12.00D (0.50D steps after +/-6.00D)	Aspheric front surface		חסימת קרינת UV*
No plano			גוון נראות
			8.4mm
			14.2mm
			SiHy
			כן
			כן

תרזעב הייאר רצוק לווהינ Brilliant Futures™ i-MiSight®

ניהול קוצר ראייה בעזרת Brilliant Futures™ i-MiSight®



עדשות מגע חד-פעמיות ידידותיות לילדים שהוכח כי הן מאטות את התקדמות קוצר הראייה בקרב ילדים.²

לוח זמני שימוש	אפשרויות גודל הקופסה	חומר/תכולת H₂O	בסיס קימור
יומית	חבילה של 30	omafilcon A	קוטר
עוצמה ספרית			קבוצת FDA
6.00D to -0.25D- (0.25D steps)			חסימת קרינת UV*
			גוון נראות
			8.7mm
			14.2mm
			2
			כן
			כן

משפחת Proclear®

משפחת Proclear®	לוח זמני שימוש יומית	אפשרויות גודל הקופסה חבילה של 30	חומר/תכולת H ₂ O omafilcon A / 60%	8.7mm 14.2mm 2	בסיס קימור קוטר קבוצת FDA חסימת קרינת *UV גוון נראות
Proclear® עדשות יומיות  <p>ראייה ברורה* ונוחות למרכיבי עדשות מגע שחווים יובש בעיניים.</p>	עוצמה ספרית 8.00D to -12.00D+ (0.50D steps after -6.00D and +5.00D)	עיצוב אספרי		לא כן	
Proclear® עדשה ספרית  <p>ראייה חדה³ ונוחות למרכיבי עדשות מגע שחווים יובש בעיניים.</p>	עוצמה ספרית 20.000D to -20.000D+ (0.50 steps after +/-6.00D)	עיצוב ספרי		לא כן	
Proclear® עדשות מולטיפוקל  <p>מספקות נוחות לאורך כל היום למרכיבי עדשות מגע מולטיפוקל שחווים יובש בעיניים.</p>	עוצמה ספרית +6.00D to -8.00D (0.50D steps after -6.50D)	תוספת לקירוב +1.00 +1.50 +2.00 +2.50	עיצוב D lens N lens	לא כן	

משפחה® Biomedics

Biomedics® 55 Evolution



לוח זמני שימוש
Daily

אפשרויות גודל
הקופסה
3 pack
6 pack

חומר/תכולת H₂O
ocufilcon D / 55%

8.8, 8.9mm
14.2mm
4

בסיס קימור
קוטר
קבוצת FDA

עוצמה ספרית


עיצוב
Aspheric

+8.00D to -10.00D
(0.50D steps
after +5.00D and
-6.00D)

חסימת קרינת UV*
גוון נראות

עוצבו להענקת נוחות וביצועים במחיר
שווה לכל כיס

Biomedics® טוריות (לבעלי צילינדר)



לוח זמני שימוש
יומית

אפשרויות גודל
הקופסה
ארזות בליסטר
של 6

חומר/תכולת H₂O
ocufilcon D / 55%

8.7mm
14.5mm
4

בסיס קימור
קוטר
קבוצת FDA

עוצמה ספרית

עוצמת צילינדר

D6.00+ עד D9.00-
(צעדים אחרי 0.50
ואחרי D6.00-
D5.00+)


-0.75
-1.25
-1.75
-2.25

ציר
עד 180° (10° 10°
צעדים)

חסימת קרינת UV*
גוון נראות

עדשות מגע במחיר שווה לכל
כיס למשתמשים עם אסטיגמזיה
(צילינדר)

Biomedics® 1 day Extra



לוח זמני שימוש
Daily

אפשרויות גודל
הקופסה
30 pack

חומר/תכולת H₂O
ocufilcon D / 55%

8.6, 8.8mm
14.2mm
4

בסיס קימור
קוטר
קבוצת FDA

עוצמה ספרית

עיצוב


+6.00D to -10.00D
(0.50D steps
after +5.00D and
-6.00D)

FS: Tri-curve

חסימת קרינת UV*
גוון נראות

Designed for comfort and
performance at an affordable price.

Biomedics® 1 day Extra toric



The affordable contact lens for
wearers with astigmatism.

לוח זמני שימוש	אפשרויות גודל הקופסה	חומר/תכולת H ₂ O	בסיס קימור
Daily	30 pack	ocufilcon D / 55%	8.7mm 14.5mm
עוצמה ספרית	עוצמת צילינדר	ציר	4 כן כן
Plano to -6.00D (0.25D steps) and -6.50D to -7.00D (0.50D steps)	-0.75 -1.25 -1.75	20°, 90°, 160°, 180°	קוטר קבוצת FDA חסימת קרינת UV* גוון נראות
-7.50D to -10.00D (0.50D steps)	-0.75 -1.25 -1.75	90°, 180°	

* עקב אופטיקה שאינה ספרית.

Brennan NA. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear¹
Optom Vis Sci 2005. 2005;82(6):467-472.

Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. Optom Vis Sci. 2019;96(8):²
556-567.

CVI 2014-2017 בקובץ non-dispensing short-term fitting study. N=40 ו-n=20.³

*UV-blocking contact lenses help provide protection against transmission of harmful UV radiation to eye but are not substitutes for protective UV-absorbing eyewear, such as UV absorbing goggles or sunglasses, as they do not completely cover the eye or surrounding area. Continue to use UV-absorbing eyewear as directed by your eye care professional.

כל הסימנים המסחריים, סמלי השירות, שמות המסחר, הסימנים הגרפיים ושמות המוצרים המופיעים במסמך חברות הקשורות אליה וחברות הבת שלה, CooperVision זה הם סימני מסחריים רשומים וסימני מסחר של בפרסומים רק באישור CooperVision אלא אם כן צוין אחרת. ניתן להשתמש בסימני המסחר של